

Рекомендуемые последовательности дуг* для системы аппаратов Incognito™

⑥ Случай с экстракцией Экстракции моляров

Набор дуг	ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		
	Требуемые дуги (отметьте галочкой)	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах
Суперэластичные Ni-Ti	12 Ø				
	14 Ø			N E	X N
	16 Ø	E X			
	16 x 22	E X		N E	X N
	17 x 25				
	18 x 25	E X		N E	X N
Стальные	16 x 22				
	16 x 22 ET*				
	16 x 24			E X	N
	16 x 24 ET**	E X		N	
	18 x 25				
	18 x 25 (red.)			X	
Титановые Бета-III	17,5 x 17,5				
	17 x 25		X		X
	18,2 x 18,2		E N		E N
	18,2 x 25				

⑦ Случай без экстракции Если не все брекететы можно установить с самого начала, например вследствие крайней скученности или в случаях с односторонней интрузией клыков

Набор дуг	ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		
	Требуемые дуги (отметьте галочкой)	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах
Суперэластичные Ni-Ti	12 Ø				
	14 Ø			XX N E	XX N
	16 Ø	E			
	16 x 22	E		X N E	X N
	17 x 25				
	18 x 25	E		X N E	X N
Стальные	16 x 22				
	16 x 22 ET*				
	16 x 24			E	X N
	16 x 24 ET**	E		X N	
	18 x 25				
	18 x 25 (red.)				
Титановые Бета-III	17,5 x 17,5				
	17 x 25				
	18,2 x 18,2		E X N		E X N
	18,2 x 25				

⑧ Случай без экстракции Случаи с двусторонней интрузией клыков

Набор дуг	ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		
	Требуемые дуги (отметьте галочкой)	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах
Суперэластичные Ni-Ti	12 0				
	14 0			X N E	X N
	16 0		X		
	16 x 22		XX N E		X N
	17 x 25				
	18 x 25	E		N E	X N
Стальные	16 x 22				
	16 x 22 ET*				
	16 x 24			(X)	X N
	16 x 24 ET**	E		N	
	18 x 25				
	18 x 25 (red.)				
Титановые Бета-III	17,5 x 17,5				
	17 x 25				
	18,2 x 18,2		E N		E X N
	18,2 x 25				

⑨ Случай перекрестной окклюзии

Набор дуг	ВЕРХНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		НИЖНЯЯ ЧЕЛЮСТЬ		
	Требуемые дуги (отметьте галочкой)	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах	прямая в боковых отделах	индив. в боковых отделах
Суперэластичные Ni-Ti	12 Ø				
	14 Ø			X N E	X N
	16 Ø				
	16 x 22			X N	X N
	17 x 25				
	18 x 25	E		X N E	X N
Стальные	16 x 22				
	16 x 22 ET*				
	16 x 24				X N
	16 x 24 ET**	E		X N	
	18 x 25				
	18 x 25 (red.)				
Титановые Бета-III	17,5 x 17,5				
	17 x 25				
	18,2 x 18,2		E X N		E X N
	18,2 x 25			X	X



Обозначения	
X	= рекомендуемая дуга
XX	= рекомендуются 2 дуги
X	= Выберите одну из дуг с красной маркировкой
(X)	= дуга по выбору
ET*	= дополнительный крутящий момент 15° на 11/21
ET**	= дополнительный крутящий момент 13° на 3/-3
red.	= с боковым уменьшением
E	= дуга, рекомендуемая для случаев с экстракцией
N	= дуга, рекомендуемая для случаев без экстракции
■	= не рекомендуется
■	= отсутствует

*Обратите внимание:

В стоимость полного аппарата Incognito входят 5 дуг. При заказе дополнительных дуг их цена учитывается отдельно.

TOP-Service für Lingualtechnik GmbH
Компания группы 3M
Schledehauser Straße 81
49152 Bad Essen Germany
(Германия)
Тел.: +49 (0)5472 – 94 91 - 0
Факс: +49 (0)5472 – 94 91 - 19
Эл. почта: info@incognito.net
www.incognito.net

Подлежит переработке. Отпечатано в Германии.
© 2010 TOP-Service. Все права защищены.
MV-01-070001EN1010